

Лоток ниркоподібний медичний 20 см; лоток ниркоподібний медичний 28 см

Дезінфекція та стерилізація: виріб можна стерилізувати сухим повітрям при температурі 130 ° С і в автоклаві стиснутою водяною парою при температурі 126 ° С. Його можна мити і дезінфікувати спеціальними засобами. Виріб відповідає вимогам Директиви 93/42. Проведено процедуру надання йому знака СЕ та внесено до Реєстру Медичних Виробів Уряду Реєстрації лікарських засобів, медичних виробів та біоцидних продуктів. Медична нирка-безцінний продукт, корисний під час щоденних гігієнічних процедур, також використовується при годуванні і зміні пов'язок. Лоток широко використовується не тільки в медичних установах, його можна успішно використовувати в домашніх умовах.

Лоток ниркоподібний медичний 20 см



Властивості:

Матеріал:
поліпропієн

Колір: білий
Вага: 70г



Лоток ниркоподібний медичний



Матеріал:
поліпропієн

Колір: білий
Вага: 120г

